

Mit schweren Hörproblemen aktiv an Gruppengesprächen teilnehmen?

Neue KI-gestützte Sprache-zu-Text Lösung machts möglich!

Kurzvorstellung *Speaksee*



Claudia Blessing, Geschäftsführung WESTRA Elektroakustik GmbH

Speaksee Sprache in (übersetzten) Text verwandeln – in Echtzeit

Live-Untertitelung und -Übersetzung von
Gruppengesprächen



Speaksee – zwei Anwendungsfälle

- 1. Bei Schwerhörigkeit/Taubheit.**
Perfekt für Menschen mit schwerem Hör-Handicap: Aktiv an Konversationen mit bis zu neun Sprechern teilnehmen
- 2. Bei Sprachbarrieren.**
Ideal als sicheres Übersetzungstool: Live-Übersetzungen für Gespräche mit verschiedenensprachigen Teilnehmern – gehostet auf Servern in Europa




1. Speaksee für Menschen mit Hörhandicap

Gruppengespräche mit bis zu 9 Teilnehmern

Perfektes Verstehen und Verstandenwerden

- Basisstation mit bis zu drei (bald neun) tragbaren Mikrofonen
- Konversation via Audiostream an die Speaksee App
- Anzeige als Chat-Verlauf in bunten Sprechblasen
- Software- und hardwareverschlüsselte Datenkommunikation




2. Speaksee als sicheres Übersetzungstool

Konversation in unterschiedlichen Ein- und Ausgangssprachen

Übersetzungen in über 60 verschiedenen Sprachen

- Jedes Mikrofon individuell einstellbar – auf unterschiedliche Eingabe- und Ausgabesprache
- Software- und hardwareverschlüsselte Datenkommunikation
- Daten auf Servern innerhalb der EU



Speaksee – so funktioniert's

1. Einmalig Basisstation bei Speaksee anmelden und Speaksee App auf Smartphone oder Tablet laden
2. Basisstation einschalten, Speaksee App aufrufen und einloggen
3. Mikrofon aus der Basisstation entnehmen, einschalten, gewünschte Eingangs- und Ausgangssprache wählen und: Los geht's



Wenn Sie die Speaksee Konversation auf Ihrem PC nutzen wollen, führen Sie folgende Schritte an Ihrem PC aus:

1. <https://frontend.speaksee.ai/login> aufrufen
2. Loggen Sie sich ein:
E-Mail: ...
Passwort: ...



See what you can't hear

Enter your email *



Enter your password *



Sign in

Get your Speaksee account here [Sign up](#)

Trouble signing in?

[Reset your password](#)

Have a question? Check out our [FAQ](#)



Wenn Sie die Speaksee Konversation Teilnehmern Ihrer Veranstaltungen zugänglich machen wollen:

- Generieren Sie einen QR-Code für beliebig viele Personen.
- Jeder/jede kann seine/ihre Wunschsprache, Schriftgröße usw. individuell konfigurieren
- und Inhalte auf dem Smartphone oder Tablet mitlesen.

QR-Code pro Sitzung generieren – einstellbare Gültigkeitsdauer



Speaksee – die 6 wichtigsten Vorteile im Überblick

Schnell. Untertitel-Anzeige mit minimaler Verzögerung
– für flüssige Konversation.

Präzise. Transkription mit 95 Prozent Genauigkeit
– für Unterhaltungen ohne Missverständnisse, auch bei leichten Dialekten

Auch im Störgeräusch. Ausfiltern von Hintergrundgeräuschen
– für Einsatz in lauten Umgebungen.

Vertrauenswürdig. Daten-Verschlüsselung ab Basis-Station
– für optimalen Datenschutz.

Speicherfähig. Transkriptionen in Textdatei speicherbar
– ideal für Notizen

Spontan. Ohne Terminplanung sofort einsetzbar



Sie wollen sich persönlich überzeugen?

Wir können Ihnen gern ein Demogerät zur Verfügung stellen.

Wenden Sie sich an:

WESTRA Elektroakustik GmbH

Claudia Blessing

 0 82 72 – 99 96-99

 cb@westra.de

www.westra.de/sprache-zu-text/

